

Hydro Physio

Medizinprodukt der Klasse I




Heuser Apparatebau GmbH

Am Schlagbaum 10
D-42781 Haan

Postfach 3113
D-42769 Haan

Telefon +49 (0) 21 29-94 03-0
Telefax +49 (0) 21 29-94 03-33

www.heuser-haan.de
info@heuser-haan.de



Zweckbestimmung:

Unterwasserlaufband für Bewegungsübungen in der Rehabilitation

Beschreibung:

- Wassertiefe (wählbare Voreinstellungen): 300, 600, 900, 1200 mm
- Wassertemperatur: Raumtemperatur bis 35°C
- Wasservorlage 1.700 Liter
- Laufband mit einstellbarer Geschwindigkeit 0,1 – 8,0 km/h
- Laufbandabmessungen: 1200 x 500 mm
- Bedienung von außen
- Der Patient ist durch die Rundum- Sicherheitsverglasung vollständig sichtbar
- Podest mit rollstuhlgeeigneter Rampe
- Wasseraufbereitung und – vorlage kann in separatem Raum, auch im Stockwerk unter der Therapiekabine, aufgestellt werden

Anforderungen für die Installation:

- wasserfester Untergrund, Tragfähigkeit > 1000 kg/m²
- Bodenablauf im Raum, Durchmesser 100 mm
- Abwasser für Abwasser, Durchmesser 100 mm
- Wasseranschluss an der Wasservorlage
- Anschluss an das Stromnetz über galvanische Trennung
- Minimale Raumhöhe: 2,50 m
- Minimale Türegreife für die Installation: Höhe 2,20 m, Breite: 1,00 m
- Für den Transport in höhere Etagen wird ein Lastenaufzug (min. 1,5 t) benötigt

Außenmaße (L x B x H)

- Becken mit Laufband: 1550 x 830 x 1815 mm
- Wasservorlage: 1980 x 940 x 1380 mm
- Schaltschrank, Pumpen, Filter, Steuereinheit 1280 x 940 x 13870 mm
- Podest: 2460 x 1417 x 240 mm
- Rampe : 1417 x 1008 x 240 mm

