

Rührwerke RW / NFR

Medizinprodukt der Klasse I



Rührwerk RW 44, montiert auf Wärmeschrank WS 14-6044 (Montagebeispiel)

Zweckbestimmung

Typ RW: Erwärmung und Warmhaltung von Paraffinfango in der Physiotherapie

Typ NFR: Erwärmung und Warmhaltung von Naturfango in der Physiotherapie



Ausstattung

- selbsttragendes Außengehäuse aus mustergewalztem Edelstahl
- Kessel aus Aluminium oder Edelstahl (Typ NFR: Edelstahl)
- Deckel mit zwei Scharnieren und Gasdruckfeder
- Griffstange in rot, grün oder schwarz
- energiesparende Isolierung
- elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Sicherheitsthermometer, zeigt die Kesseltemperatur auch bei ausgeschaltetem Gerät an
- Betriebskontrollleuchten für Rührer, Heizung und Hochtemperaturbehandlung
- Intervallrühren, Dauerrühren
- beheizter Auslaufhahn 1 ¼" für Paraffinfango (Typ RW)
- Auslaufhahn 2" für Naturfango (Typ NFR)
- Motorschutzrelais

Technische Daten

Gerät Artikelnummer	Nennvolumen (kg)	Heizleistung (W)	Außenmaße (mm) L x T x H	Temperatur- bereich
RW 44 E 0020.100 Al	40	1000	540 x 540 x 590	30 °C - 110 °C 135 °C
RW 64 E 0022.100 Al 0022.200 VA	60	1000 (Alu) 2000 (VA)	620 x 620 x 655	30 °C - 110 °C 135 °C
RW 84 E 0024.100 Al 0024.200 VA	80	2000	680 x 680 x 682	30 °C - 110 °C 135 °C
RW 104 E 0025.100 Al 0025.200 VA	100	3000	720 x 720 x 660	30 °C - 110 °C 135 °C
NFR 64 E 0022.300	60	1000	620 x 620 x 655	Raumtemperatur bis 65 °C
NFR 84 E 0024.300	80	2000	680 x 680 x 682	Raumtemperatur bis 65 °C
NFR 104 0025.300	100	3000	720 x 720 x 660	Raumtemperatur bis 65 °C
